



Naturel

OPTIMISÉ

ŘEŠENÍ ZÁTKOVÁNÍ PŘÍRODNÍM
KORKEM POSÍLENÉ UZAVŘENÍM
LENTICEL & RESPEKTUJÍCÍ
ORGANOLEPTICKÉ KVALITY VÍNA

Naturel

OPTIMISÉ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	Vyšší řada	Standardní řada	Nižší řada
Vlhkost		6 % +/- 2 %	
Délka (existuje v 38 - 44 - 45 a 49 mm)		nominální +/- 0,7 mm	
Průměr		24,0 +/- 0,5 mm	
Ovalizace		≤ 0,7 mm	
Průměrná extrakční síla (skleněná zkoušecí hrdla)		38 mm: 12 až 35 daN 44-45 mm: 15 až 40 daN 49 mm: 15 až 45 daN	
Nepropustnost kapalin	1,2 bar	0,9 bar	
Nabytí původních rozměrů		≥ 90 % po 3 minutách	
Rezidua peroxidů		≤ 0,2 mg / zátka	
Prach	≤ 1,5 mg / zátka	≤ 2,0 mg / zátka	
Kapilární migrace		Žádná	

Naše výrobky odpovídají platným technickým specifikacím, (zkušební metody a technické specifikace podle NF ISO 16420), při «výstupu ze závodu».

Exkluzivní proces
dearomatizace pomocí
nízkotlaké extrakce
páry VAPOSECUR® aplikovaný
na celou škálu přírodních
zátek Bourrassé zajišťuje
organoleptickou neutralitu a
homogenitu.

Optimalizovaná přírodní
korková zátka, jejíž výkon byl
posílen uzavřením letnicel,
těžší z jedinečného know-how
Skupiny Bourrassé.



N°BV/107/CO.PTX

Bourrassé

Tvůrce řešení uzavírání korkovou zátkou

B.P. 23 - Route de Lacomian
40230 TOSSE (FRANCE)

Tel: 05 58 49 99 20
france@bourrassé.com

Tel: 00 33 558 49 99 26
export@bourrassé.com

BOURRASSE.COM

KONEČNÁ FÁZE VÝROBY:



JUR



RG



SABLE

DOPORUČENÍ:

Vhodnost zátka / víno:

V rámci plnění tichých vín do lahví s hrdlem CETIE.
Je na našich zákaznících, aby provedli schvalovací zkoušky dle jejich vlastních podmínek použití.

Použití:

- Optimální průměr při kompresi: 15,5 mm dle typu objímky.
- Rychlost zátkování ≤ 1250 lahví/hlavu za hodinu.
- Před položením láhve dodržujte dobu stání alespoň 3 minuty ve svislé poloze.

Uskladnění:

- V temperovaném místě, bez zápachu, zdravém a větraném.
- Pracujte s FIFO (první dovnitř - první ven).
- Optimální doba použitelnosti 6 měsíce od dodání.



Tyto informace jsou poskytnuty v dobré víře a jsou založeny na současném stavu našich znalostí.